

## Bipedestador

Cat se utiliza para colocar al niño en bipedestación prona con apoyo frontal (estirado sobre el estómago/vientre).

Es especialmente útil en caso que el niño no tolere la bipedestación prona sujeta por detrás.

Con la talla 2 existe la posibilidad de estar en posición de bipedestación prona y supina.

El sistema de arneses y cinturones acolchados estabilizan perfectamente el cuerpo del niño durante la bipedestación.

El bipedestador es muy sólido, fabricado en material de alta resistencia y colores vivos, hacen más divertido el proceso de rehabilitación. El pistón de gas facilita el ajuste del ángulo de inclinación de 10 a 90°.

El dispositivo está fabricado en madera ecológica. Las ruedas giratorias hacen que el bipedestador permita el transporte del niño de una habitación/sala a otra en posición bípeda.

### Equipamiento estándar:

- Estructura con ruedas equipadas con frenos
- Pistón con freno manual.
- Acolchado torácico
- Acolchado pélvico.
- Taco abductor.
- Cinturón de seguridad.

### Talla 1

- Reposapiés con cinchas estabilizadoras de pies.
- Bandeja con plato integrado y recubrimiento acolchado.
- Funda para cojín y bandeja.

### Talla 2

- Separador de rodillas.
- Estabilizador de tobillo.
- Bandeja ajustable para posición prono y supino.
- Reposacabezas ajustable para posición supino.

TALLA 2

TALLA 1 TALLA 2

COLOR TAPICERIA



CUADRO DE MEDIDAS. CM	T1	T2	
		SUPINO	PRONO
		POSICIÓN	
ANCHO TOTAL	56	60	
LONGITUD TOTAL	86	81	
ALTURA TOTAL	62	100	
ANCHO DE PELVIS	12-21	15-28	
ANCHO DE PECHO	12-21	15-28	
LARGO RODILLA PIE	-	14-55	
ALTURA DE PIE AXILA	48-72	49-97	54-97
MÁX. PESO DEL USUARIO	25kg	45kg	
LARGO PLATAFORMA PIE	21	-	
ALTURA USUARIO	75-100	75-135	95-135
ALTURA USUARIO	-	16-30	
ALTURA USUARIO	-	15-23	
PESO	24kg	24kg	

TALLA 1